

วิธีส่งตัวอย่างเพื่อขอรับบริการคัดแยกจุลินทรีย์ ณ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

1. การเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการ

กรุณาส่งฟอร์มขอรับบริการพร้อมกับตัวอย่าง

2. การเตรียมตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์

2.1. ตัวอย่างสินค้ามีบรรจุภัณฑ์

ให้ส่ง 1 บรรจุภัณฑ์ (ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิลิตร หรือ 10 กรัม แต่ไม่เกิน 1 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม) มีฉลากแสดงชื่อตัวอย่าง และวันที่ผลิต (หรือหมายเลข Lot) ของการผลิตชัดเจน

2.2. ตัวอย่างของเหลว

ให้ส่งไม่น้อยกว่า 10 มิลลิลิตรต่อประเภทของจุลินทรีย์ที่ต้องการคัดแยกต่อสภาวะที่ต้องการคัดแยก และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทไม่แตกง่าย

2.3. ตัวอย่างแห้งหรือมีลักษณะเป็นครีมข้น

ควรเป็นตัวอย่างที่ละลายน้ำได้ สามารถทำให้เป็นผงหรือชิ้นขนาดเล็กได้ง่าย ให้ส่งไม่น้อยกว่า 10 กรัมต่อประเภทของจุลินทรีย์ที่ต้องการคัดแยกต่อสภาวะที่ต้องการคัดแยก และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทไม่แตกง่าย

3. การส่งตัวอย่าง

ส่งตัวอย่างด้วยตนเอง

กรุณานัดหมายล่วงหน้า (โทร 02-117-8001, อีเมล tbrcservice@biotec.or.th) และส่งตัวอย่างที่สำนักงาน ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่กลุ่มอาคารนวัตกรรม 2 (INC2) อาคาร B ชั้น 8 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ. พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี